



עצות לייבוש
החליק הייבוש של קלו-קוט חלול בהפרשי הטמפרטורות שבין הגיל והעור. על מנת לקצר את זמן הייבוש באקלים חם, יש לאחסן את קלו-קוט במקרר.

הזהרות
יש להימנע ממוע יסיר עם העיניים, רקמות ריריות, כויות מדרגה שלישית ובעצם פתוחים.
אין להשתמש בקלו-קוט במצבים דומטולוגיים אשר משגישים את שלמות העור.
קלו-קוט עלול להתייבש את הגבונים אם לא התייבש למומי.
לישיוש חיצוני בלבד.
במידה מופיע גודר, יש להפסיק את השימוש ולהיעזר בחפץ שולי.
יש לאחסן את המוצר הרחוק מהשיש ידע של ליום.
יש לאחסן (לחות - 25°C).
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה (EXP) המודפס על הטמפרות.

רכיבים
Polysiloxanes, Silicon Dioxide
מס' רישום אמ"ר: 2140001

יצוא:
אזורים ביו-טכנולוגיים, סואני, ארה"ב.

בעל הרישום:
מטבוח רפא ג'ים, ת.ד. 408, ירושלים 9100301
טל: 02-5893539

יעוד המוצר:
קלו-קוט נוסח לר מתקומת ללקות מיעוד לטיפול בלקות ישות המוסרות ככל לקלות היפרטרופיות וקלאיים, הגרנטות כתואה מניעותם, טרואות, פגיעים וכיוצא.
קלו-קוט מתאים לשימוש בילדים ואנשים בעלי עור רגיש.

הוראות פתיחה
יש להסיר את הקפסול לאחר הפקק, לזרז במספרים את קצה המספרות ולסגור בחזרה עם הפקק לאחר השימוש.

- הוראות שימוש**
- רואה שמואר היעוד לטיפול הנו רק יוש.
 - מרח צבוב נקודת קפסול של קלו-קוט על האזור והמתן לייבוש.
 - מרח קלו-קוט פעמיים ביום על עור קר ויבש.
 - השפעה מרובית, קלו-קוט לר צריך להיות במגע עם העור במשך 24 שעות ביממה.
 - ברצף שותייעם, ניתן לנסות את קלו-קוט בכיסויי לחץ, קרם הגנה או טרופים סטטיים.
- במידה חלק קלו-קוט לא התייבש לאחר 4-5 דקות, כנראה שהמטמעות ביותר מדי זל. הסר בעדינות את העודף ונהה להחליק הייבוש ולהשיך. משך הטיפול היעילי המומלץ הנו 80-60 ימים. ניתן יידרשו יתר 90-60 ימים על מנת להיעיל הערובית בטיפול בלקות ישות וגדלות. שימוש מופרז מחלי מברר ורשע שיטת חמטמן.

FDA/C E

KELO-COTE®
Prevention and treatment of scars

Kelo-cote® is a lightweight, self-drying silicone gel for the treatment of scars. Kelo-cote® rapidly dries to form a sheet; this Silicone Gel Sheet layer is gas permeable, flexible and waterproof. Kelo-cote® forms a bond with the stratum corneum (the outer layer of dead skin cells) forming a protective barrier against chemical, physical and microbial invasion of the scar site while assisting with hydration. This creates an environment which allows the scar to mature through reduced collagen synthesis cycles, and improves the physiological and cosmetic appearance of the scar.

Kelo-cote® has been shown to flatten, soften and smooth scars, relieve the itching and discomfort of scars, as well as reduce the discoloration associated with scars.

Silicone gels have been shown to be effective in treating abnormal scarring in the form of hypertrophic scars, and keloids. The 2002 International Clinical Recommendations on Scar Management recommended silicone gels should be the first line of treatment in the initial management of scars and in the prevention of hypertrophic scars and keloids.

Kelo-cote® can be used on joints, flexures, hairy areas and large area scars such as those caused from burns or major trauma. Kelo-cote® can be used in conjunction with pressure garments or other scar therapy options.

Intended use
Kelo-cote® Advanced Formula Scar Gel is intended for the management of old and new scars, including hypertrophic and keloid scars, resulting from surgeries, trauma, wounds and burns. Kelo-cote® is suitable for use in children and people with sensitive skin.

Directions for opening
On first use remove the cap, cut the tip of the tube using scissors and close with the cap after use.

- Directions for use**
- Ensure that the affected area is clean and dry.
 - Apply Kelo-cote® to the area as a very thin layer and allow to dry.
 - Apply Kelo-cote® twice daily on a clean, dry skin.
 - For maximum effect, Kelo-cote® should have 24 hour contact with the skin.
 - Once dry, Kelo-cote® can be covered with pressure garments, sunscreen or cosmetics.

המחלק לטמטר.
הגד אודן לעדור העלל המוסי יבא 6-9 יוטא מן החיבל
אן תכונ מאלק חוגה אלקר מן 90 יוטא לחסכול על התוגה
העסומ בעלל הדובוב העדור והכירה. בומסי באסטמאל מתואסל
פי חל ראיב חמטמן.

נצאח לתיגפיל
עמילע תגיפיל קלו-קוט מעלעל בעודרק דרגות החררה הרת יבין
הגלי והגלד. לתגפיל פי מדה התיגפיל פי דקעס חאר, בייב חמטן
קלו-קוט פי הלאערה.

תגדירות
בייב תגדיר מלאנסע מוסרע עם העינין, אנסע מוסרע, חרופ
בדרע תלע וחרופ מתוסע.
לא בייב אסטמאל קלו-קוט פי חלות אמרש הגלד התי תשזש
על קטל הגלד.
קד בלעך קלו-קוט התיב איזא למ בייב חמטן.
לאסטמאל חארעי קעט.
פי חלע תפוזר תעייב, בייב תוהפ ען האסטמאל ואסטחארע
טריבילע.
בייב תעריח האסטמאל מעייב ען מתארל אדי האטעאל.
בייב התעריח מא דון 10 דרע מנוה.
לא בייב האסטמאל בעד תרע אשעו הוסרע (EXP) המדון על
האטוה.

Ingredients
Polysiloxanes, Silicon Dioxide

Medical device registration number: 2140001

Manufacturer:
Advanced Bio-Technologies, Inc.
Suwanee, GA 30024, USA
www.kelocote.com

EU device authorized representative:
Sinclair Pharmaceuticals Ltd, Chester, CH4 9QZ, UK
טלפון: 01244 899292
סמ"ב: 05.05.2011
החברות רפא ג'ים, ח"ס, 408, ירושלים 9100301

US Patent 5,741,509
International Patents

Registration holder:
Rafa Laboratories Ltd., P.O.Box 405, Jerusalem 9100301
Tel. 02-5893539

*Musioe TA et al. Plast Reconstructive Surg 2002; 110:560-71
שיאט 2011
February 2012
Kelo-cote Gel PHL P80214-04
194922
922003-S

קלו-קוט
שיעור גל מתעמדה ללדוב

קלו-קוט הו גל סליקון עובי-הזון בייב תעלאל ללעל
הדובוב. קלו-קוט בייב סריבא ויכטל עלרע, טרע טרע הלאה מן
גל סליקון ענדע ללעו (לנעס), לניב וסאמדה בלא.
קלו-קוט בייב טריבט באלעקע הלקנה הארעי גללא הגלד
הינדא ומקון חאגרא וריתא חד עלעלל תיבאלי, תיבאלי ותיבאלי
הענדע הדינדא יבטא סאמדה עמל תיעה הארעי. עדה הדינדא
תקן תשכיל יביב מלאנסע לטעו העדה מן חלל תעליס יתיאע
הכולא יב תיבסן לעפור העסומועוי והגיבולי ללדוב.
ת ערעס קלו-קוט על אה לעטעך, מלקן ועלס הדובוב, בייב
מן הגלד ועמל הרעח האנג ען הדובוב ויכלל לעפור הליין
המרטב באלדוב.

הגלד מן סליקון אפוקר תגמעה פי עלעל הדובוב השאדה
מן עור דובוב חסאמיה ותיבירי (keloids). לעד תיב באלעוסיביל
הסריביר העלופה עמל 10-15 עלעלל הדובוב בייב אן תכון גל,
סליקון העלל האודן ללעלל הדובוב ולעג דובוב חסאמיה
ותיבירי.

יכתי אסטמאל קלו-קוט על העלסל, מתאקע מתאקע לטעו (אדי)
מתאקע עם עשור ומתאקע סודיב וסאמך עלל התי תעסיב מן
החרופות או השעמה הגדה. יכתי אסטמאל קלו-קוט בלעמך עם
שיטות חשטק או יתכאיות עלעל אחר ללדוב.

הגלית מן המת:
קלו-קוט שיעור גל מתעמדה ללדוב תעסעס עלעל ללעל הדובוב
העדה והגדיבדה, עא פי דלק דובוב חסאמיה ותיבירי, התי תעסיב
תיבוע עמלית חרעיב, חסדע, חרופ וחרופ.
קלו-קוט מתאסב לאסטמאל למי האטעאל והאטעאל דאט
הגלד חסאמי.

תעלמיות הגלח
עמד האסטמאל האודן בייב זרע העטעל, והעס בוסאעלל העס
טרפ האטוה ומן קל העלעק מן חדיב העטעל, בעד האסטמאל.

- תעלמיות לאסטמאל**
- תעודר/י מן אן העלעק העדה ללעלל נעזמיה וחיאקע.
 - קד בייב תעדיהן טרעיה רעיקע גדא מן קלו-קוט על העלעק ונאטר/י עתי בייב.
 - קד בייב תעדיהן קלו-קוט מרתי מן היום.
 - תאיל אעסי, קלו-קוט גל בייב אן יכתי מלאנסא ללעלל עולל 12 שעה פי היום.
 - ענדע בייב, יכתי העלעק קלו-קוט בייב חסאמיות חשטק, חרופ ורעיה או מתעמרות חסאמיה.
- עיה ומו בייב קלו-קוט בעד 4-5 דקעל, קמא בידו אסטמלעל
הגל בייבית אקר מן הטרומ. אריל/י בלעלל העלעס ודע/י עמילע